



[Base de conocimiento](#) > [Moto360](#) > [Características del producto](#) > [Aplicación Dexcom en Wear OS: Lo que Debes Saber](#)

Aplicación Dexcom en Wear OS: Lo que Debes Saber

Inas B. - 2025-10-23 - [Características del producto](#)

La aplicación Dexcom lleva el monitoreo continuo de glucosa (CGM) a tu smartwatch con Wear OS, permitiéndote revisar tus niveles de glucosa con facilidad. Para garantizar un funcionamiento fluido, es importante conocer los requisitos y limitaciones de la aplicación.

Compatibilidad con Wear OS:

- Dexcom confirma que la versión actual de Wear OS es compatible con su aplicación, lo que te permite ver los datos de CGM en tu muñeca de manera cómoda.

Emparejamiento del transmisor:

- Ten en cuenta que tu smartwatch **no puede emparejarse directamente con el transmisor Dexcom**. La aplicación funciona junto a un dispositivo móvil compatible que se comunica con el transmisor.

Compatibilidad con dispositivos móviles:

- Asegúrate de que tu smartphone o tablet sea compatible con la aplicación Dexcom. La conexión adecuada con el smartwatch Wear OS depende de un dispositivo móvil compatible.

Verificar requisitos de compatibilidad:

- Para más detalles, visita la sección de preguntas frecuentes de Dexcom: [\[Requisitos de compatibilidad Dexcom\]](#).

Conociendo estos detalles de compatibilidad, podrás usar la aplicación Dexcom en tu smartwatch Wear OS con confianza, asegurando un monitoreo confiable de CGM en cualquier momento y lugar.