



[Base de connaissances](#) > [Moto360](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Application Dexcom sur Wear OS : Ce qu'il faut savoir](#)

Application Dexcom sur Wear OS : Ce qu'il faut savoir

Inas B. - 2025-10-23 - [Fonctionnalités du produit](#)

L'application Dexcom apporte le suivi continu du glucose (CGM) à votre montre Wear OS, vous permettant de consulter vos niveaux de glucose facilement. Pour garantir une expérience fluide, il est important de comprendre les exigences et limites de l'application.

Compatibilité avec Wear OS :

- Dexcom confirme que la version actuelle de Wear OS prend en charge l'application, vous permettant de visualiser vos données CGM directement sur votre poignet.

Appairage du transmetteur :

- Votre montre **ne peut pas se connecter directement au transmetteur Dexcom**. L'application fonctionne avec un appareil mobile compatible qui communique avec le transmetteur.

Compatibilité des appareils mobiles :

- Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est compatible avec l'application Dexcom. La connexion correcte avec la montre Wear OS dépend de l'appareil mobile pris en charge.

Vérifier les exigences de compatibilité :

- Pour plus d'informations, consultez la page FAQ officielle de Dexcom : [\[Exigences de compatibilité Dexcom\]](#).

Comprendre ces détails de compatibilité vous permet d'utiliser l'application Dexcom sur votre montre Wear OS en toute confiance, assurant un suivi fiable du CGM à tout moment.