



[Base de Conhecimento](#) > [Moto360](#) > [Recursos do produto](#) > [Aplicativo Dexcom no Wear OS: O Que Você Precisa Saber](#)

Aplicativo Dexcom no Wear OS: O Que Você Precisa Saber

Inas B. - 2025-10-23 - [Recursos do produto](#)

O aplicativo Dexcom traz o monitoramento contínuo de glicose (CGM) para seu smartwatch Wear OS, permitindo acompanhar os níveis de glicose com facilidade. Para garantir uma experiência suave, é importante conhecer os requisitos e limitações do aplicativo.

Suporte ao Wear OS:

- Dexcom confirma que a versão atual do Wear OS é compatível com o aplicativo, permitindo visualizar os dados do CGM diretamente no pulso.

Pareamento com o transmissor:

- Note que seu smartwatch **não pode parear diretamente com o transmissor Dexcom**. O aplicativo funciona junto a um dispositivo móvel compatível que se comunica com o transmissor.

Compatibilidade com dispositivos móveis:

- Certifique-se de que seu smartphone ou tablet seja compatível com o aplicativo Dexcom. O pareamento correto com o smartwatch Wear OS depende de um dispositivo móvel compatível.

Verificar requisitos de compatibilidade:

- Para mais informações, consulte a página oficial de FAQ da Dexcom: [\[Requisitos de compatibilidade Dexcom\]](#).

Compreender esses detalhes de compatibilidade garante que você possa usar o aplicativo Dexcom em seu smartwatch Wear OS com confiança, permitindo monitoramento confiável do CGM a qualquer hora e lugar.